


Panagrellus redivivus, Mikroorm

Mikroorm er 1-2 mm små orme der er velegnet til opfodring af fiskeunger. De falder på bunden og er derfor velegnet specielt til bundsøgende fisk som f.eks maller, men andre fiskeunger vil også elske dem.

Hvordan anlægges kulturen?

Man tager en beholder af en eller anden type, f.eks. et brugt plastikbæger fra salat eller en honningbøtte eller en anden plastikbeholder med låg. I låget prikkes der en masse små huller med en nål eller en syl så kulturen kan ånde. I beholderen anbringes et lag havregryn på 2-3 cm der vædes med vand så det får konsistens af havregrød (hvilket også kan benyttes, men afkølet!). Der drysset tørgær over "grøden" og deri hældes slatten fra en anden kultur. Husk at sætte låget godt på og anbring kulturen lunt, (20-24 gr.). Står den køligere formerer kulturen sig langsommere.



Anvendelse

Der går ikke længe før ormene bevæger sig op af siden på beholderen i store mængder, og man kan så tage med fingeren og tørre dem af og stikke fingeren ned i akvariet til ynglen. Ormene kan leve ret længe i vandet så selv om man får fodret lidt for meget, er det ikke ren katastrofe da ormene kan leve indtil ungerne bliver sultne igen. Jeg har hørt om at ormene skulle grave sig ned i bundlaget, men jeg har ikke selv prøvet det da jeg som regel ikke har bundlag i mine yngelakvarier.

Måden man anvender ormene på, er en anelse ulækkert at stikke fingrene ned til ormene og desuden lugter kulturen også surt. De sider ofte på siderne af indersiden af plastikbøtten, og kan let tages med en finger, som jeg dypper ned i yngleakvariet.

Vedligehold

Med mellemrum drysset lidt tørgær eller opløst bagegær ned til kulturen og efter 2-3 uger skal kulturen fornyes, hvor man så bruger en klat fra den gamle kultur til at pøde den nye med. For en sikkerheds skyld er det en god idé at have to kulturer kørende hele tiden, hvor man stort set ikke fodrer i den ene.